

O **CIMMO® nRoot BP** é um material para reparação do canal radicular. O material de reparação do canal radicular é uma pasta pré-misturada pronta para uso. Pode solidificar em um ambiente de fluidos corporais e reparar eficazmente os canais radiculares, tem excelentes propriedades de bloqueio de raios X, tempo de cura estável e não mancha os dentes. O **CIMMO® nRoot BP** é embalado em uma seringa pré-carregada.

APRESENTAÇÕES:

- **CIMMO® nRoot BP - 0,25:** 01 seringa com pasta (0,25g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,25/2:** 02 seringas com pasta (0,25g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,5:** 01 seringa com pasta (0,5g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,5/2:** 02 seringas com pasta (0,5g).
- **CIMMO® nRoot BP - 1:** 01 seringa com pasta (1,0g).
- **CIMMO® nRoot BP - 1/2:** 02 seringas com pasta (1,0g).

INDICAÇÕES DE USO

Os materiais de reparação do canal radicular **CIMMO® nRoot BP** foram desenvolvidos para as seguintes aplicações:

- Capeamento pulpar direto e indireto.
- Perfuração radicular no assoalho.
- Reparação de reabsorção radicular.
- Retroobturação em cirurgia apical.
- Tampão apical.
- Revascularização.

CONTRAINDICAÇÕES

É contraindicado em pacientes alérgicos aos ingredientes deste produto. Em caso de reação alérgica, pode ser necessário retirar o material e realizar um novo tratamento do canal radicular, bem como um tratamento antialérgico.

COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL

Silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de zircônio, hidróxido de cálcio, fosfato de cálcio e agente espessante.

REMOÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO DO CANAL RADICULAR

Remova o material de reparo do canal radicular usando métodos convencionais.

INDICAÇÕES E ETAPAS OPERACIONAIS

Capeamento pulpar direto e indireto:

1) Adequada para pacientes com polpa dentária normal ou diagnosticados com pulpite reversível, e contraindicada para pacientes com pulpite irreversível.

- 2) Use lençol de borracha para isolar o dente.
- 3) Use a broca de alta rotação para remover o tecido dentário necrótico.
- 4) Coloque uma quantidade adequada de **CIMMO® nRoot BP** na polpa e na dentina circundante.
- 5) Comprimir o material no dente utilizando bola de algodão.
- 6) Coloque uma camada fina de cimento de ionômero de vidro sobre o **CIMMO® nRoot BP**.
- 7) Após a solidificação do cimento de ionômero de vidro, o reparo final está concluído.

Reparação da perfuração radicular cervical:

- 1) Use lençol de borracha para isolar o dente.
- 2) Limpe e desinfete cuidadosamente a área ao redor da perfuração.
- 3) Estanque completamente o sangramento no local da perfuração e, em seguida, use o **CIMMO® nRoot BP** para preencher a perfuração.
- 4) Faça radiografias para confirmar o efeito do reparo. Continue a adicionar ou a remover **CIMMO® nRoot BP** de acordo com a necessidade.
- 5) Se o tratamento do canal radicular for concluído durante a mesma consulta, uma fina camada de cimento de ionômero de vidro deve ser colocada sobre o **CIMMO® nRoot BP** e a dentina ao redor (cobrindo completamente o **CIMMO® nRoot BP**).

Reabsorção radicular externa:

- 1) Localizada acima da crista alveolar: remova todo o osso dentário e dentina afetada.
- 2) Coloque o **CIMMO® nRoot BP** no local da reabsorção para reconstruir o contorno radicular. Faça radiografias para confirmar se os reparos estão no lugar.
- 3) Adicione ou remova **CIMMO® nRoot BP** conforme necessário.
- 4) Localizada abaixo da crista alveolar: Recomenda-se o uso de resina composta ou ionômero de vidro para recobrir o reparo.

Retroobturação na cirurgia apical:

- 1) Após concluir a ressecção do ápice radicular e a preparação da ponta da raiz, limpe e desinfete a cavidade preparada.
- 2) Use equipamento esterilizado para aplicar uma quantidade adequada de **CIMMO® nRoot BP** na cavidade.
- 3) Faça um raio-X para confirmar se o **CIMMO® nRoot BP** está bem preenchido no lugar.

Tampão apical:

- 1) Use lençol de borracha para isolar a área cirúrgica.
- 2) Após abertura coronária, limpe e desinfete completamente o canal radicular e seque-o.
- 3) Insira o **CIMMO® nRoot BP** na área da ponta da raiz.
- 4) Faça radiografias para garantir que o **CIMMO® nRoot BP** esteja bem preenchido no local.
- 5) Preencha a parte restante do canal radicular com material de obturação radicular utilizando o **CIMMO® nRoot BP** e um cone de gutapercha.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Proibido reprocessar.
- O produto deve ser armazenado em um local seco a temperatura ambiente e a tampa protetora deve ser bem fechada após cada utilização para minimizar a exposição direta ao ar.
- É importante verificar a data de validade do produto antes do uso, caso contrário, pode afetar a operação ou causar outros transtornos ao cliente.
- Certifique-se de que a embalagem primária do produto não tenha sido aberta ou danificada antes da utilização.
- Leia cuidadosamente as instruções e utilize o produto corretamente, caso contrário, pode causar transtornos ao usuário ou ao paciente.
- Evite o contato com a pele, membranas mucosas e olhos. Em caso de contato, lavar com água o mais rapidamente possível.
- Não use força excessiva na aplicação do material.
- Descartar após o uso de acordo com a regulamentação local.

- Se você tiver algum problema durante o uso, entre em contato com a MJS. Comunicar quaisquer acontecimentos graves relacionados com o dispositivo ao fabricante.
- Embalagem não estéril.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

CIMMO® nRoot BP deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, protegido da luz e longe de umidade.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos

SIMBOLOGIA:

	Fabricante		Data de fabricação		Vencimento
	Lote		Consultar as instruções de utilização		Atenção
	Identificação única de dispositivo		Proibido reprocessar		Não estéril
	Manter seco		Manter afastado da luz solar		

FABRICANTE:

Enpuno Biotechnology Co., LtdNo. 201, Haiping Park Production Plant3, No.229, Guyuan RoadChangsha High&tech Development Zone, Changsha City, Hunan Province, ChinaTel: +86-731-84257959Website: www.enpbiotech.comMade in China

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MJS Indústria e Comércio de Materiais para Saúde Ltda

Nome Fantasia: CIMMO BIOCERÂMICOS

CNPJ: 24.752.361/0001-52

Avenida Domingos Faria Machado - 180 - Lot. Paraty

CEP: 37561-112 - Pouso Alegre - Minas Gerais – Brasil

Atendimento ao Consumidor (Brasil): sac@cimmo.com.br

Responsável técnico: Sérgio Ribeiro da Silva – CRO/MG – 18330

Notificação ANVISA Nº: 81518249008

V.00

